

**ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ОБОВ'ЯЗКОВО ОЗНАЙОМИТИСЯ З ІНСТРУКЦІЄЮ
ПРЕПАРАТ МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ ЛИШЕ ЛІКАРЕМ-СТОМАТОЛОГОМ**



MTA+

Матеріал для заповнення та реконструкції корневих каналів

СКЛАД:

Оксид кальцію і оксиди: кремнію, заліза, алюмінія, натрія, калія, вісмуту, магнію, фосфат кальцію

ЗАСТОСУВАННЯ

Препарат призначений для використання під час стоматологічного лікування як матеріал для заповнення і ремінералізації корневих каналів. Після змішування з водою, в'язне через 6-10 хвилин

MTA+ призначається лише в особливих випадках:

- демінералізаційні зміни в корені,
- для заповнення верхівки кореня,
- при прямому покритті пульпи,
- під час ампутації пульпи,
- для лікування зубів з неповним розвитком кореня.

Препарат має ремінералізаційну дію на тверді тканини зуба, є ущільнювачем кореневого каналу.

MTA+ не слід використовувати, для повної obturaції кореневого каналу. Дотримуйтесь показань.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Весь вміст скляного флакона з позначкою *MTA+ powder* та 1-2 краплини рідини з піпетки з позначкою *MTA+ liquid* нанести на скло для змішування.

Помішувати приблизно 30 секунд до консистенції мокрого піску. Якщо матеріал є занадто густим або крихким, додайте ще одну краплю рідини (або дистильованої води).

Помістіть препарат в потрібному місці за допомогою інструменту для накладання.

Препарат використовується тільки після зникнення гострих симптомів, тому що кислий рН перешкоджає зв'язуванню MTA+.

Контакт з вологістю, а також з кров'ю прискорює зв'язування препарату.

Упаковка *MTA+ powder* містить дозатор для одноразового використання.

Після змішування з рідиною *MTA+ liquid* (або дистильованою водою) слід використати приготовлену дозу макс. до 10 хвилин. Після закінчення робочого часу продукт не придатний для використання у зв'язку з виникненням в'язкості і затвердінням отриманої маси.

Упаковку *MTA+ liquid* після відкриття слід використати протягом 12 місяців.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Препарат протипоказаний пацієнтам з підвищеною чутливістю до компонентів препарату.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ

Препарат може привести до пошкодження очей.

Подразнює слизові оболонки ротової порожнини, шкіри і очей. У разі контакту негайно промити великою кількістю води і звернутися до лікаря.

При проковтуванні - не викликати блювоту. Випити велику кількість води. Звернутися до лікаря.

Під час роботи з препаратом слід використовувати кофердам, одноразові рукавички і захисні окуляри

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі до 25 °С.

Берегти від вологи.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Термін придатності на упаковці.

ЩО СЛІД ЗРОБИТИ З УПАКОВКАМИ ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

Використані упаковки слід утилізувати або повернути виробнику.

ДОСТУПНІ УПАКОВКИ

- МТА+ MINI - 3 шт. порошку *MTA+ powder* (0,14 g) + 1 шт. рідини *MTA+ liquid* (1мл)
- МТА+ STANDARD - 6 шт. порошку *MTA+ powder* (0,14 g) + 1 шт. рідини *MTA+ liquid* (1мл)
- МТА+ MAXI - 10 шт. порошку *MTA+ powder* (0,14 g) + 1 шт. рідини *MTA+ liquid* (1мл)
- МТА+ PRO - 10 шт. порошку *MTA+ powder* (0,14 g) + 1 шт. рідини *MTA+ liquid* (1мл) + MATRIX MTA+



ПОПЕРЕДЖЕННЯ. ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ



МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМА ТЕМПЕРАТУРА 25°C



БЕРЕГТИ ВІД ВОЛОГИ



НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПОВТОРНО



РРН CERKAMED Войцех Павловскі
37-450 Стальова Воля, Польща
Вул.. Квятковського, 1

Тел./факс 0048 15 842-35-85